


# Point Digit

*Brugsvejledning*



point designs

Dette dokument indeholder oplysninger til de protesespecialister, der skal montere Point Digit.

Der henvises til [www.pointdesignsllc.com/resources](http://www.pointdesignsllc.com/resources) for at sikre, at du har den seneste version af dette dokument.



point designs  
1216 Commerce Ct., Ste 3  
Lafayette, CO 80026  
USA  
(720) 600-4753  
[www.pointdesignsllc.com](http://www.pointdesignsllc.com)  
[info@pointdesignsllc.com](mailto:info@pointdesignsllc.com)



mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71  
30855 Langenhagen  
Germany

**Rx ONLY**

**Forsigtig:** Ifølge føderal lovgivning må denne anordning kun sælges af eller efter ordre fra en protesespecialist.



*Dette symbol bruges i hele vejledningen til at angive vigtige oplysninger, hvor du skal være forsigtig. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dette symbol.*

# Point Digit

*BRUGSVEJLEDNING*

*V2.4*

*20. MAJ 2022*

**Tak for at vælge Point Digit og give din klient en effektiv og robust protesefingerløsning.**

Uanset om du eftermonterer Point Digit i et eksisterende protesesokkel, eller du bygger en ny protese fra bunden, vil denne vejledning gøre dig fortrolig med Point Digits funktionalitet og installation.

Installationen af enhver Point Digit-enhed bør udelukkende udføres af en autoriseret protetiker eller tekniker. Point Digits er beregnet til at blive betjent af en protesebruger efter installation og opsætning. Enhver uautoriseret håndtering eller installation af en Point Digit-enhed kan ugyldiggøre garantien.

Har du spørgsmål? Vi er glade for at hjælpe.

Ring til os eller send os en e-mail.

**(720) 600-4753**

**[support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com)**

# Point Digit

## Tilsigtet anvendelse

Point Digit-systemet er en fingerprotese, der er en genanvendelig, ikke-steril, ikke-aktiv og ikke-invasiv medicinsk anordning. Den anvendes som langsigtet kompensation for et handicap. Den anvendes udelukkende til udvendige protesebeslag i de øvre lemmer. Den er beregnet til at give bøjning og forlængelse ved grundledet, mellemlæddet, og yderledet for at generere et stabilt håndgreb. Point Digit er beregnet til personer med amputationer af fingrene 2-5 ved eller i nærheden af grundledet. Patientpopulationen er ikke specifik, og den anvendes af lægefagligt personale og sundhedspersonale i kliniske, hjemlige, arbejdsmæssige og/eller industrielle miljøer. Point Digit-systemet anvendes i kombination med protesesokler.

## Indikationer

Brugere af Point Digit-systemet vil opnå det bedste kliniske resultat, hvis de har amputation af fingrene 2-5 ved eller i nærheden af grundledet (let distalt eller proksimalt for grundledet er acceptabelt).

## Tilsigtet patientpopulation

Point Digit er beregnet til personer med amputationer af fingrene 2-5 ved eller i nærheden af grundledet. Patientpopulationen er ikke specifik, og den anvendes af lægefagligt personale og sundhedspersonale i kliniske, hjemlige, arbejdsmæssige og/eller industrielle miljøer. Point Digit-systemet anvendes i kombination med protesesokler.

## Tilsigtede brugere

Point Digit skal installeres i en protesesokkel af en uddannet protesespecialist og anvendes af brugere med delvis håndamputering. Point Digit er kompatibel med de fleste protesesokler og monteres i protesesoklen af en uddannet protetiker eller tekniker.

## Kontraindikationer

Ingen kendte.

# Indholdsfortegnelse

Introduktion til <b>Point Digit</b> .....	6
Kliniske fordele ved <b>Point Digit</b> .....	7
Komponentbeskrivelse .....	8
<i>Point Digit-enheden</i> .....	8
<i>Afstandsstykker til laminering</i> .....	8
<i>Monteringssskruer</i> .....	8
<i>Fingerspidspuder</i> .....	9
<i>Laterale grebspuder</i> .....	9
<i>Monteringsbeslag</i> .....	10
Specifikationer .....	11
Installation .....	12
<i>Før du starter</i> .....	12
<i>Positionering</i> .....	13
<i>Laminering</i> .....	14
<i>Funktionstjekliste før montering</i> .....	17
<i>Installation af fingerspidspude</i> .....	18
<i>Installation af lateral grebspude</i> .....	20
<i>Fjernelse af fingerspidspude</i> .....	21
<i>Fjernelse af laterale grebspuder</i> .....	21
Brug af <b>Point Digit</b> .....	22
<i>Positionering/fleksion</i> .....	22
<i>Frigivelse/forlængelse</i> .....	22
Fejlfinding .....	24
Vedligeholdelse af <b>Point Digit</b> .....	25
<i>Forebyggende inspektion</i> .....	25
<i>Vedligeholdelse</i> .....	25
<i>Bortskaffelse</i> .....	25
<i>Reparationer, returneringer og garanti</i> .....	25
Sikkerhed og advarsler .....	26
Bilag I .....	32

# Introduktion til Point Digit

Monterings-  
værktøj



Torx-værktøj



## Point Digit



Laterale grebspuder



Fingerspidspuder



Spritserviet



Monteringsbeslag



Lamineringsafstandsstykke



Installationsværktøj til  
fingerspidspude



\*Billederne må ikke skaleres, sidegrebspuderne er ikke forudinstallerede

Point Digit er en passiv (dvs. ikke strømdrevet) mekanisk finger til personer med delvis håndamputation. Den er udstyret med en skraldemekanisme, der gør det muligt at bruge en hånd og op til 11 forskellige låse positioner. Point Digit har integrerede fingerspidspuder, der er kompatible berørings-skærme\* for forbedret greb. Point Digit er fremstillet af titanium for robust styrke.

Point Digit kan bøjes og låses ved at anvende tryk på ryggen af fingerspidsen. Dette tryk kan påføres af den kontralaterale hånd eller af en modsatrettet overflade (f.eks. ben, bord, skrivebord, væg, stol osv.).

Point Digit kan forlænges på en af to måder:

- 1) fjern tryk på trykknappen, eller
- 2) fuld udstrækning af fingeren for at aktivere den automatiske fjederfunktion.

Op til fire Point Digits kan integreres i en protesesokkel ved hjælp af monteringssettet, som omfatter en monteringsbeslag, lamineringsafstandsstykker og monteringshardware.


\*Berøringskompatibilitet er ikke garanteret, men er blevet testet på almindelige iOS-, Android- og Windows-enheder ved hjælp af standardsokkelmateriale (indvendig silikoneforring med en yderskal i kulfiber)

# Kliniske fordele ved Point Digit

**Point Digit** giver patienter flere vigtige kliniske fordele. Først og fremmest giver **Point Digit** mulighed for betjening med én hånd uden at kræve, at det kontralaterale hånd positionerer fingeren. Den enhåandede betjeningsfunktion i **Point Digit** gør det til den eneste klinisk robuste passive protese finger for personer med bilaterale delvise håndamputeringer. For det andet er styrken af **Point Digit** den højeste rapporterede partielle fingerstyrke i branchen, som gør det muligt for patienter at udføre højbelastningsaktiviteter, såsom i industrielle eller rekreative miljøer. For det tredje er der 11 standardlængder af **Point Digit**, der rummer 1. til 99. percentil mandlige patienter og 1. til 100. percentil kvindelige patienter. For det fjerde er **Point Digit** den eneste delvis protese finger med 3 bevægelige led, der giver forbedret anatomisk nøjagtighed. For det femte har **Point Digit** et virtuelt omdrejningscenter omkring grundledet, som sørger for korrekt anatomisk justering af fingerleddene. For det sjette giver **Point Digit** op til 11 låsepositioner for at sikre stabile greb om (næsten) enhver størrelse objekt.

# Komponentbeskrivelse


## POINT DIGIT



Point Digit leveres samlet som én enhed. Point Digit består af et kurvet nævespor, proksimale fingerknogler, mediale fingerknogler, distale fingerknogler, en frigørelsesknap, fingerspidspuder, laterale grebspuder og flere andre interne dele. Det kurvede nævespor har 4 monteringshuller.

## AFSTANDSSTYKKER TIL LAMINERING

Lamineringsafstandsstykkerne er kurvede komponenter med monteringshuller og et dorsalt positioneringsgreb, som hjælper med at opretholde monteringshullernes justering og strukturelle stivhed under lamineringsprocessen, og forhindre resin i at sive ind i monteringsområdet eller monteringshullerne.



## MONTERINGSSKRUER

Torx®-monteringsskruer (M2x5 mm) er beregnet til fastgørelse af lamineringsafstandsstykkerne til beslaget under lamineringsprocessen og til montering af fingrene på beslaget. 8 skruer pr. finger leveres med hver *Point Digit*.






# Komponentbeskrivelse

## FINGERSPIDSPUDER

Point Digit har integrerede fingerspidspuder, der er kompatible med berøringskærme\* for forbedret greb. Hver Point Digit leveres med en forudinstalleret fingerspidspude, fem udskiftningspuder og et monteringsværktøj. Yderligere udskiftningspuder kan anskaffes ved at kontakte [support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com)




## LATERALE GREBSPUDER

Point Digit leveres med laterale grebspuder, der skal installeres efter fremstilling af soklen og montering af den endelige finger. De laterale grebspuder er beregnet til pegefingerleddene for at forbedre det laterale greb, men kan anvendes på enhver finger. Ti laterale grebspuder og flere overfladeforberedende servietter er inkluderet i hver ordre.



*\*Berøringskærmskompatibilitet er ikke garanteret, men er blevet testet på almindelige iOS-, Android- og Windows-enheder ved hjælp af standardsokkelmateriale (indvendig silikoneforing med en yderskal i kulfiber)*

## MONTERINGSBESLAG



Monteringsbeslaget er en enkelt del bestående af 4 monteringsområder med **etiketter**, 16 monteringshuller (4 per monteringsområde) og **forbindelsesstænger**, der forbinder monteringsområderne.

**Etiketterne** indikerer Point Digit-placeringer og viser pege-, mellem-, ring- og lillefingeren.

**Forbindelsesstængerne** skæres før installationen for kun at bevare de nødvendige monteringsområder.

*for eksempel:* for en pege- og langefingerinstallation er forbindelsesstængerne mellem mellem- og ringmonteringsområdene skåret og filet ned for kun at bevare pege- og mellemfingermonteringsområderne.

Monteringsbeslaget leveres enten i en venstrehåndet eller en højrehåndet version betegnet med Ringfinger-etiketten, dvs. Ring-R (for højre) eller Ring-L (for venstre).

# Specifikationer

<b>Materiale</b>	<i>Titanium</i>
<b>Forventet levetid</b>	<i>3 år</i>
<b>Nominal klemningsgrebsstyrke</b>	<i>667 N</i>
<b>Nominal kroghåndtagsstyrke</b>	<i>667 N</i>
<b>Nominal rivestyrke</b>	<i>1334 N</i>

# Installation

## FØR DU STARTER

### Inkluderet i pakken:

- Op til fire (4) Point Digit(s)
- Ét (1) monteringsbeslag
- Op til fire (4) lamineringsafstandsstykker [en (1) pr.Point Digit]
- Op til 32 monteringsskruer [fire (4) pr.Point Digit og fire (4) ekstra pr. finger]
- Op til fireogtyve (24) fingerspidspuder, [én (1) pr.Point Digit og fem (5) ekstra pr. finger]
- Installationsværktøj til fingerspidser
- Ti (10) laterale grebspider, ikke-installeret
- Overfladeforberedende spritserviet
- Torx®-værktøjs, størrelse T6

### Det skal du bruge:

- Forudfremstillet patientsokkel (f.eks. kulfiber og silikone)
- Lamineringsforsyninger (f.eks, prepreg-kulfiber, klæbemiddel, silikone, etc.)
- Lamineringsværktøjer (dremel®, filer, PVA-pose osv.)
- Blå låsemøtrik (Loctite® Blue 242® eller lignende)



Følgende installationsinstruktioner antager, at gipsmodellen af den delvist amputerede hånd er blevet forberedt med en brugerdefineret silikonesokkel og en tynd kulfiberskal i prepreg, og at en prepreg-kulfiberlamineringsproces vil blive brugt til at installere **Point Digit-systemet**.

Installationsprincipperne for **Point Digit**, der præsenteres i dette dokument, kan anvendes til forskellige sokkellaminerings- og fabrikationsteknikker.

## POSITIONERING



Pas på ikke at miste nogen af monteringsbeslagene.

1. Begynd med at skære og filere monteringsbeslaget for kun at beholde de monteringssteder, der er nødvendige for installationen.
2. Justér beslaget med fingrene fastgjort den bedste position på kulstofskallen.
3. Montér fingrene på monteringsbeslaget ved hjælp af det medfølgende monteringsbeslag og Torx®-værktøjet.



Sørg for, at låsefunktionen kan udstrækkes helt. Med andre ord må fingrene ikke være forudstrakt til et punkt, hvor fingerspidserne kommer i kontakt med håndfladen, før oplåsning er opnået.

4. Brug dit foretrukne klæbemiddel til at sætte monteringsbeslaget på plads, og fjern derefter fingrene ved hjælp af Torx®-værktøjet.



5. Påfør yderligere lim for at skabe en sikker binding på monteringsbeslaget.



Brug kun tilstrækkelig lim til at sikre en sikker fastgørelse af beslaget. Tomrum vil blive fyldt med prepreg-kulfiber i et senere trin.


## POSITIONERING

6. Montér fingrene igen ved hjælp af det medfølgende Torx®-monteringsværktøj. Inspicer afstand omkring fingerbeslaget, og sørg for, at der kan tilføjes nogle lag af prepreg-kulfiber senere. Fjern fingrene.



## LAMINERING

1. Montér lamineringsafstandsstykker ved hjælp af den medfølgende monteringsdel og Torx®-værktøjet.



2. Kontrollér afstanden mellem lamineringsafstandsstykkerne og klæbestoffet.
3. Form klæbestoffet med dremel® (eller lignende) efter behov.
4. Fjern lamineringsafstandsstykkerne.
5. Pak kulfiber-prepreg **under** monteringsbeslaget for at fylde eventuelle huller.
6. Tilsæt kulfiber-prepreg for at fylde området over beslaget op til højden af de gevindbeslag.
7. Tilføj kulfiber-prepreg over hele modellen eksklusiv de gevindskårne monteringsflader.



Pas på ikke at blokere monteringshullerne med kulstof eller resin.

## LAMINERING

8. Påfør et meget tyndt lag af ikke-hærdende silikone på undersiden af lamineringsafstandsstykket, så det formes efter prepreg-materialet og påfør tryk.
9. Fyld de gevindskårne monteringshuller med silikonefedt for at lette senere fjernelse af skruer ved at forhindre prepreg-epoxy i at strømme ind i gevindet.
10. Påfør lamineringsafstandsstykker igen ved hjælp af medfølgende monteringsbeslag og Torx®-værktøjet.



Lamineringsafstandsstykkets udseende kan variere. De kan være af metal som vist på side 11 eller plast som vist her.

11. Fjern overskydende silikone, der presses ud under genanvendelse af lamineringsafstandsstykker.
12. Påfør mere silikonekit for at påføre lamineringsafstandsstykkerne til modellen.
13. Fyld monteringskruerne med silikone.
14. Påfør en PVA-pose under prepreg-skallen.
15. Påfør en ekstra PVA-pose over hele modellen.
16. Påfør vakuum.





17. Når hærdeningen er færdig, og modellen er afkølet, skal du rense prepreg-materialet og fjerne lamineringsafstandsstykkerne.
18. Montér Point Digit ved hjælp af den medfølgende monteringsdel og Torx®-værktøjet. Inspicér Point Digit for korrekt funktion.



Påfør gevindlås på hver monterings skrue, når funktionen er korrekt.  
*\*Momentspecifikationer for monterings skrue:  
0,75-0,9 Nm*





## FUNKTIONSTJEKLISTE FØR MONTERING

Protetikeren skal sikre, at alle følgende funktioner kontrolleres, inden brugeren monteres med protesen.

Hvis nogen af funktionerne ikke fungerer korrekt, skal du enten læse installationsvejledningen og/eller kontakte [support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com)

- Hver **Point Digit** udstrækkes og låses til følgende antal forskellige udstrækningsniveauer (herunder fuld udstrækning) for den tilsvarende **Point Digit-størrelse**: 7 niveauer - 55 mm, 8 niveauer - 60 mm, 9 niveauer - 65 mm, 10 niveauer - 70 mm - 75 mm, og 11 niveauer - 80 mm til 105 mm
- Knappen på **Point Digit** kan nemt trykkes ned
- Knappen går tilbage til en standardposition, når den slippes
- Tryk på knappen, mens hver **Point Digit** er i en udtrukket position vil skabe positionsfrigørelse og nem forlængelse
- Fuld udtrækning af **Point Digit** kan opnås
- Frigørelse af hver **Point Digit** efter fuld udstrækning resulterer i at fjederen går tilbage til fuld forlængelse og at skraldemekanismen nulstilles.

## INSTALLATION AF FINGERSPIDSPUDE

Fingerspidspuden vil have enten 2 huller (for fingre på 95 mm-105 mm) eller 1 hul (for fingre på 55 mm-90 mm), og den distale fingerknogle på **Point Digit** vil have et tilsvarende antal stillinger.



Puderne med to huller er større end puderne med ét hul, så sørg for at have den korrekte pude til den distale fingerknogle, du arbejder med.

Point Digit



Installationsværktøj



Fingerspidspude



**1.** Tryk puden ned på stillingen/stillingerne, så de sidder i hullerne i puden. Start med at trykke på den proksimale ende af puden og arbejd dig op distalt. Oprethold trykket på toppen af puden, mens du bevæger dig til trin 2.



## INSTALLATION AF FINGERSPIDSPUDE

**2.** Da puden for det meste sidder på stillingen/stillingerne, skal du bruge installationsværktøjet til at trykke på kanterne af puden under kanten af den distale fingerknogle. Start denne proces i den proksimale ende og arbejd dig derefter op distalt. Sørg for at opretholde trykket på toppen af puden under denne proces.



**3.** Når kanterne er trykket ind, skal du trykke på toppen af puden og rokke forsigtigt frem og tilbage for at sikre, at puden sidder fast. Hvis det ser ud til, at puden stadig buer ud, skal du gentage trin 2.



## INSTALLATION AF LATERAL GREBSPUDE

De laterale grebspuder leveres i en pakke med 10 klæbepuder med polymerforing. Kun to puder er nødvendige, da de kun monteres på den laterale side af en pegefinger.



**1.** Rengør beggemessingsamlingsbolte med spritservietten (inkluderet).



**2.** Fjern det laterale greb fra bagsiden



**3.** Centrér over leddet, og tryk derefter på samlebolten og hold trykket i mindst 10-20 sekunder. Afklemning af puden i 72 timer vil give optimale resultater, men er ikke nødvendigt.



## FJERNELSE AF FINGERSPISPUDE

**1.** Brug installationsværktøjet (eller et lignende værktøj såsom en skruetrækker med fladt hoved) til at glide mellem puden og bagsiden på den distale fingerknogle, og bøj puden opad.



**2.** Brug fingrene til at tage fat i puden og træk den af med puden delvist opad.



## FJERNELSE AF LATERALE GREBSPUDER

**1.** Træk puden af samlemøtrikken ved hjælp af din fingernegl eller et passende værktøj.

# Brug Point Digit

## POSITIONERING/BØJNING

1.



Skub på fingeren, indtil den har den ønskede bøjningsgrad.

2.



## FRIGØRELSE/UDSTRÆKNING

Der er to metoder til at strække fingeren fra en låst bøjningsposition;  
1) den manuelle frigørelsesknap, og  
2) den automatiske fjederfunktion.

### 1. MANUEL FRIGØRELSE

3.



4.




## 2. FJEDERFUNKTION

1. Fuldt strakt finger



2. Frigørelse



Hvis knappen ikke nulstilles, skal du tvinge den tilbage

# Fejlfinding

*I tilfælde af et problem er dette afsnit beregnet til at hjælpe dig med at fejlfinding af betjeningen af Point Digit.*

*Vi har inkluderet et par mulige problemer med løsninger nedenfor. Hvis dit problem ikke er løst, skal du sende os en e-mail for hjælp på [support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com).*

## **Point Digit bevæger sig frit og låser ikke i position**

ELLER

### **Kan ikke trykke på Point Digit-knappen eller knappen sidder fast i trykket position**

Skraldemekanismen er højst sandsynligt ikke blevet nulstillet efter den automatiske fjedningsfunktion blev aktiveret. For at løse dette problem skal du anvende et tryk på fingerspidsen i udstrakt position, indtil fingeren "klikker", og nulstille skraldemekanismen.

## **Point Digit strækkes ikke helt ud**

Rengør det kurvede nævespor for snavs ved hjælp af en ren klud, et mildt rengøringsmiddel eller trykluft. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte os for hjælp.

## **Point Digit nulstiller før fuld udtrækning**

Knaphåndtaget blev ikke nulstillet korrekt under udtrækning. Sørg for, at fingren når fuld udstrækning, og at knappen nulstilles under fuld udstrækning.

## **Point Digit er løs eller løsnet fra monteringsbeslaget**

Sørg for, at gevindlåsen er blevet fastgjort til Torx-skruerne, og stram dem derefter. Hvis Torx-skruerne ikke kan strammes, skal du kontakte os for yderligere hjælp.

## **Point Digit er rusten.**

Kontakt os for support.



Brugere og/eller patienter skal indberette enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med anordningen, til:

- Point Designs på [support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com)
- FDA via MAUDE (for hændelser i USA)
- Den kompetente myndighed i de medlemsstater, hvor de er etableret i EU/EØS (for sager i EU/EØS)



# Vedligeholdelse af Point Digits

## FOREBYGGENDE INSPEKTION

Alle **Point Digit-systemer** gennemgå omfattende kvalitetssikringsinspektioner forud for forsendelse. Kontrollér regelmæssigt **Point Digits** for snavs/smuds i leddene, spærretænder og glidespor. Rengør **Point Digits** (se afsnittet VEDLIGEHOLDELSE nedenfor), hvis der opstår nedsat ydeevne.

## VEDLIGEHOLDELSE

**Point Digit** kan rengøres med en rengøringsopløsning såsom sæbe + vand eller rengøringsmiddel + vand. Tør fingren med et rent håndklæde eller trykluft. Sørg for at tørre **Point Digit** helt efter at enheden har været våd, især når væsken sandsynligvis vil forværre korrosion (f.eks. saltvand, sved osv.).

Smøring (f.eks. WD-40, grafit osv.) kan påføres leddene og skinnen efter rengøring, hvis der opstår øget modstand.

Der er ikke behov for regelmæssig pleje af fingerspidspuderne, men de kan rengøres med isopropylalkohol om nødvendigt.

Hvis der opstår unormale problemer, skal du stoppe brugen og kontakte Point Designs for hjælp.

## BORTSKAFFELSE



En **Point Digit** bør ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf **Point Digit-enheder** enten ved at returnere anordningen/anordningerne til Point Designs eller ved at tage anordningen/anordningerne til dit nærmeste metalgenbrugscenter.

## REPARATIONER, RETURNERINGER + GARANTI

Kontakt Point Designs på [support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com) omkring reparationer og returneringer. **Point Digit** leveres med en producentdefektgaranti på ét år.

Nærmere oplysninger om garantien findes i separat dokumentation på [www.pointdesignsllc.com/resources](http://www.pointdesignsllc.com/resources).

# Sikkerhed og advarsler



**ADVARSEL:** Point Digit er ikke beregnet til at fungere kontinuerligt i våde omgivelser. Point Digit kan lejlighedsvis blive våd, men brugeren rådes til at tørre Point Digit efter udsættelse for enhver væske. Langvarig udsættelse for væske kan forårsage korrosion.



**ADVARSEL:** Point Digit er elektrisk ledende og udgør dermed en potentiel fare for elektrisk stød, hvis den kommer i kontakt med en spændingsforskel og brugerens (eller en andens) hud på samme tid. Point Digit bør ikke bruges omkring spænding/strøm.



**ADVARSEL:** Point Digit er termisk ledende og udgør således en potentiel forbrændingsfare, hvis det kommer i kontakt med en varmekilde og derefter brugerens (eller andres) hud efterfølgende. Point Digit bør holdes væk fra varme genstande. Hvis en Point Digit bliver varm, skal den have lov til at køle ned, før huden kommer i kontakt med enheden.



**ADVARSEL:** Point Digit indeholder jernholdigt materiale og kan derfor interagere med magnetfelter. Der skal udvises forsigtighed ved anvendelse af Point Digit omkring magneter for at undgå utilsigtet magnetisk tiltrækning. Eksempel: *hold væk fra MR-maskiner.*



**ADVARSEL:** Point Digit indeholder bevægelige dele (f.eks. ledssystemer, fjedre, spærremekanismer osv.) og udgør således en mindre klemningsfare. Brugeren skal være forsigtig og holde løs hud, tøj osv. fra de bevægelige dele af Point Digit.



**ADVARSEL:** Point Digit indeholder indre fjedre med spænding. Den fjedrende mekanisme får fingeren til at strække sig hurtigt, hvilket udgør en mindre fare. Brugeren skal sørge for at holde Point Digit væk fra sig selv og andre når fjedren frigives.



**ADVARSEL:** Enhver uautoriseret ændring af enPoint Digit-systemet kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugeren og vil ugyldiggøre garantien. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Point Designs, kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret.



**ADVARSEL:** Tilføjelse af materiale (f.eks. belægninger osv.) til en Point Digit, der kan opfange fugt, frarådes på grund af sandsynligheden for accelereret korrosion.



**ADVARSEL:** Slutbrugeren er den tilsigtede operatør af enheden og er ansvarlig for dens anvendelse.



**ADVARSEL:** Point Digit giver ingen fornemmelse; varme og fugt kan ikke mærkes.



**ADVARSEL:** Komponenterne må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.



**ADVARSEL:** Undlad at udføre vedligeholdelse, når den er i brug.



**ADVARSEL:** Bær ikke genstande kun ved hjælp af spidserne på fingrene. Bær genstande ved jævnt at fordele vægten på tværs af fingrene, så tæt på dine knoer og håndfladen som muligt.



**ADVARSEL:** Må ikke anvendes sammen med maskiner med bevægelige dele, der kan forårsage personskade eller beskadigelse.



**ADVARSEL:** Må ikke anvendes til ekstreme aktiviteter, der kan forårsage skade på en naturlig hånd.



**ADVARSEL:** Må ikke udsættes for overdrevne eller høje tryk, især på fingerspidserne og på siden af fingrene.



**ADVARSEL:** Må ikke udsættes for overdreven fugt, væsker, støv, høje temperaturer eller stød.



**ADVARSEL:** Må ikke anvendes i farlige miljøer.



**ADVARSEL:** Må ikke udsættes for høje temperaturer.



**ADVARSEL:** Må ikke udsættes for flammer.



**ADVARSEL:** Må ikke anvendes i eller udsættes for eksplosive miljøer.

\*Advarsler, der er dækket i dette afsnit, er restriksi forbundet med brug af Point Digit.



**FORHOLDSREGLER:** Brugerne skal overholde lokale bestemmelser om betjening af biler, fly, sejlskibe af enhver art og ethvert andet motoriseret køretøj eller udstyr. Det er brugerens ansvar at søge bekræftelse på, at de er fysisk og juridisk i stand til at køre ved hjælp af Point Digits og i det omfang loven tillader det.












**FORHOLDSREGLER:** Må kun bruges med godkendt Point Designs-tilbehør og -værktøj.



**FORHOLDSREGLER:** Vedligeholdelse, reparationer og opgraderinger må kun udføres af kvalificerede Point Designs-teknikere og tekniske partnere. Point Designs vil efter anmodning give oplysninger til at hjælpe servicepersonale med reparation af en enhed.

## BESKRIVELSE AF SYMBOLER FRA PRODUKTETS ETIKET

Symbol	Beskrivelse
	KATALOG-/ARTIKELNUMMER
	FORSIGTIG
	FREMSTILLINGSDATO
	EUROPÆISK AUTORISERET REPRÆSENTANT
	SE BRUGSANVISNINGEN
	PARTINUMMER/BATCHKODE
	PRODUCENT
	MEDICINALSK ANORDNING
	SERIENUMMER



# BEMÆRKNINGER

# BEMÆRKNINGER



point designs

[www.pointdesignsllc.com](http://www.pointdesignsllc.com)

[info@pointdesignsllc.com](mailto:info@pointdesignsllc.com)

(720) 600-4753